

Wandhalterung zu AED3

Zu AED 3

**Abmessungen (BxHxT)**

ca. 26 x 20.5 x 15.5 cm

Gewicht

ca. 0.4 kg

Material

Kunststoff

Einfache Befestigung

mittels 4 Löcher an Rückwand

Geeignet für

ZOLL AED 3 ohne Einsatztrage tasche / Emergency Box

Einsatzbereich

Indoor

Lieferumfang

Wandhalterung mit Montage-Set

Bestell-Nr. 8000-001255

Zu AED 3 mit Einsatztrage tasche

**Abmessungen (BxHxT)**

ca. 28 x 22 x 20 cm

Gewicht

ca. 0.5 kg

Material

Kunststoff

Einfache Befestigung

mittels 4 Löcher an Rückwand

Geeignet für

AED 3 mit Einsatztrage tasche und/oder Emergency Box

Einsatzbereich

Indoor

Lieferumfang

Wandhalterung mit Montage-Set

Bestell-Nr. 8000-001266