


TUS (bipolar)

Temporäre Schraubelektrode mit Mandrin

Temporary Screw-in Lead with Stylet



Artikelbeschreibung

Der TUS Katheter ist eine temporäre Schraubelektrode mit Mandrin zur temporären Stimulation des Herzens mit einem externen Herzschrittmacher und intrakardialen EKG-Ableitung.

Die distale Schraube ermöglicht eine wirksame Verankerung sowohl in der Kammer als auch im Vorhof.

Die Fixierung erfolgt durch Drehen der Elektrode und des Mandrins im Uhrzeigersinn.

Typ: **TUS**
 Durchmesser French (mm): 5 (1,65)
 Nutzbare Katheterlänge: 60 cm / 110 cm
 Kathetermaterial: Kunststoff (med. Qualität)
 röntgenkontrastgebend
 Flexibilität: flexibel,
 Steifigkeit durch Mandrin
 Anzahl der Elektroden: 2
 Elektrodenkopf (Kathode): Schraube,
 traumatisierend,
 Elgiloy / Edelstahl
 Hülse (Anode): 2 mm, Edelstahl
 Elektrischer Widerstand (gesamt): < 300 Ω

Mandrin: Edelstahl
 Drahtstärke: 0,35 mm
 Länge: 1175 mm
 Griff-Farbe: weiss

Lieferumfang:
 - 1 Elektrode mit Mandrin
 - 1 Ersatzmandrin (REF 51553, separat verpackt)

Empfohlenes Einführbesteck: 7 F

Product Description

The TUS catheter is a temporary Screw-in Lead with stylet suitable for temporary pacing by means of an external pacemaker and mapping intracardiac signals.

The distal screw is intended for active fixation in the ventricle as well as in the atrium.

The fixation is done by means of turning the lead and the stylet clockwise.

Type: **TUS**
 Diameter French (mm): 5 (1.65)
 Usable lead length: 60 cm / 110 cm
 Lead material: plastic (med. grade)
 radiopaque
 Flexibility: flexible,
 stiffness by stylet
 Number of electrodes: 2
 Tip (cathode): screw,
 traumatic,
 Elgiloy / stainless steel
 Hull (anode): 2 mm, stainless steel
 Electrical resistance (over-all): < 300 Ω

Stylet: stainless steel
 Diameter: 0.35 mm
 Length: 1175 mm
 Grip-color: white

Delivery volume:
 - 1 Lead with stylet
 - 1 Extra stylet (REF 51553, packed separately)

Introducer Set recommended: 7 F

Artikelbezeichnung Product name

TUS 2-polig / bipolar
 TUS 2/5F 60 cm
 TUS 2/5F 110 cm

Artikel-Nr. Article-no.

24175
24174

Stück Unit

5
5

Die Lieferung erfolgt gas-sterilisiert.
 Für Einmalgebrauch bestimmt!
 Goods supplied gas-sterilized.
 For one time use only!

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.
 The right to make technical improvements without notice is reserved.