


VB 10 - IS - LVB

Implantierbarer bipolarer Adapter Implantable bipolar Adapter



Artikelbeschreibung

Der permanente implantierbare Adapter VB10-IS-LVB dient der Verbindung einer Schrittmacher-Elektrode mit bipolarem LV-1 Stecker an einen HSM mit bipolarer IS-1 Aufnahme.

Typ: **VB10-IS-LVB**
 Länge: 10 cm
 Leiter: Litze
 Isolation: Silikon (med. Qualität)
 Stecker bipolar, IS-1
 Aufnahme: bipolar, LV-1

Lieferumfang: - 1 Adapter
 - 1 Innensechskant-Schlüssel

Product Description

The permanent implantable adapter VB10-IS-LVB serves to connect a pacemaker lead with bipolar LV-1 connector to an implantable pacemaker with bipolar IS-1 receptacle.

Typ: **VB10-IS-LVB**
 Length: 10 cm
 Conductor: Litz wire
 Insulation: Silicone (med. grade)
 Connector bipolar, IS-1
 Receptacle: bipolar, LV-1

Delivery volume: - 1 Adapter
 - 1 Allen wrench

Artikelbezeichnung Product name

Artikel-Nr. Article-no.

Stück Unit

Bipolarer Adapter VB10-IS-LVB
Bipolar Adapter VB10-IS-LVB

VB10-IS-LVB - mit bipolarem IS-1 Stecker
 - with bipolar IS-1 connector

10 cm

53446

1

Die Lieferung erfolgt gas-sterilisiert.
 Für Einmalgebrauch bestimmt!
 Goods supplied gas-sterilized.
 For one time use only!

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.
 The right to make technical improvements without notice is reserved.