


# VU-IS-LV (LV-1)

## Unipolarer implantierbarer Elektroden-Adapter

## Unipolar implantable Lead Adapter



### Artikelbeschreibung

Der LV-1 Adapter ermöglicht den Anschluss einer unipolaren Stimulations-/Wahrnehmungselektrode mit LV-1 Konnektor, an den IS-1 Ausgang eines implantierbaren Herzschrittmachers.

Type: ..... **VU-IS-LV**  
 Länge: ..... 10 cm / 40 cm  
 Wendelaufbau: ..... 4-fach gewandelt  
 Isolation: ..... *Silikon (med. Qualität)*  
 Stecker: ..... unipolar IS-1  
 Aufnahme: ..... unipolar LV-1

Lieferumfang: - 1 Adapter  
 - 1 Sechskantschlüssel

### Product Description

The LV-1 adapter enables the connection of a unipolar stimulation/perception lead with LV-1 connector, to the IS-1 output of an implantable cardiac pacemaker.

Type: ..... **VU-IS-LV**  
 Length: ..... 10 cm / 40 cm  
 Coil: ..... quadrifilar  
 Insulation: ..... *Silicone (med. grade)*  
 Connector: ..... unipolar IS-1  
 Receptacle: ..... unipolar LV-1

Delivery volume: - 1 Adapter  
 - 1 Allen wrench

### Artikelbezeichnung

#### Product name

### Artikel-Nr.

#### Article-no.

### Stück

#### Unit

#### Unipolarer LV-1 Adapter

#### Unipolar LV-1 Adapter

VU10-IS-LV	IS-1 Stecker (IS-1 connector)	10 cm	53427	1
VU40-IS-LV	IS-1 Stecker (IS-1 connector)	40 cm	53428	1

Die Lieferung erfolgt gas-sterilisiert.  
 Für Einmalgebrauch bestimmt!  
 Goods supplied gas-sterilized.  
 For one time use only!

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.  
 The right to make technical improvements without notice is reserved.