

RescueNet® DeviceDashboard

Maintenance et assistance simplifiées

Le logiciel de gestion des dispositifs RescueNet DeviceDashboard vous aide à garder le contrôle de la maintenance des défibrillateurs sur plusieurs dispositifs et sites. Ce logiciel basé sur le Cloud permet de gagner du temps, d'apporter une valeur ajoutée et de garantir que les défibrillateurs seront prêts au moment où ils seront nécessaires.

Visualisation et gestion des dispositifs à distance à partir de n'importe quel ordinateur ayant accès à Internet



Aperçu des défibrillateurs nécessitant une attention particulière selon l'emplacement, le bâtiment ou le site



Accès à l'historique des journaux de disponibilité et des auto-tests ayant échoué



Synchronisation automatique et quotidienne de l'horloge du défibrillateur



Mises à jour automatiques du logiciel DeviceDashboard



Rapports quotidiens complets reprenant l'inventaire et les emplacements des dispositifs



« Au service de réanimation, l'une des premières choses que nous faisons chaque matin est de nous connecter au tableau de bord et de vérifier si un défibrillateur a besoin d'être révisé. Cela a permis d'accroître la sécurité dans toutes les zones sensibles en matière d'équipements de réanimation. »

— Javier Vidal, membre de l'équipe de réanimation
Whittington Health NHS Trust

ZOLL®

RescueNet DeviceDashboard : toujours prêt en cas d'urgence



Contrôles exhaustifs de disponibilité :

- Modules de défibrillation, de stimulation cardiaque et d'ECG
- Connexion à l'alimentation en courant alternatif
- État de la batterie
- Test de choc de 30 joules
- Date d'expiration des électrodes attachées
- Synchronisation quotidienne automatique

Données hébergées en toute sécurité sur la plateforme ZOLL® Online :

- Pas besoin d'un serveur séparé, de maintenance sur site ou de mises à jour du matériel
- Installation automatique des mises à jour de produit, des améliorations de sécurité et des correctifs
- Accès facile au service d'assistance technique de ZOLL

Vues d'ensemble de l'hôpital :

- Rapport quotidien détaillé sur l'état de disponibilité du parc
- Personnalisable
- Historique des registres de disponibilité conformément aux règlements de la Care Quality Commission (CQC) et aux audits SOC2
- Connexion sécurisée à partir de n'importe quel ordinateur ou appareil mobile ayant un accès à Internet

Mise à jour quotidienne de l'état

Le moniteur/défibrillateur R Series® et X Series® et le défibrillateur ZOLL AED 3® BLS procèdent à des auto-tests complets de différents indicateurs individuels de disponibilité. Grâce à la technologie sans fil standard 802.11 a/b/g/n, les dispositifs transmettent ces informations en toute sécurité à DeviceDashboard. Ces données sont compilées dans des rapports immédiats qui peuvent être consultés en utilisant Microsoft Edge, Google Chrome ou Apple Safari sur un PC ou un ordinateur portable.

Emplacement de l'ensemble du parc dans un hôpital

Dernier auto-test du défibrillateur

Résultats des auto-tests : Prêt, Pas prêt, ou Échec

Date d'expiration des électrodes

Rapports sur les dispositifs exportables au format .csv

Type de dispositif :
• R Series®
• X Series®
• ZOLL AED 3® BLS

Alertes par e-mail et notifications d'état consolidées et personnalisables

Pour en savoir plus, consultez le site zoll.com/produits/data/hospital