


HELIOS™

Temporärer Einschwemm-Stimulationskatheter Temporary floating balloon catheter



Artikelbeschreibung

Temporärer bipolarer Einschwemm-Stimulationskatheter für die temporäre transvenösen Stimulation mit Hilfe eines externen Herzschrittmachers.

Type: **Einschwemm-Stimulationskatheter**
 Durchmesser F (mm): 5 (1,67)
 Nutz. Katheterlänge: 110 cm
 Ballon-Durchmesser: 8 mm
 Flexibilität: *weich*
 Elektrodenabstand: 15 mm

Lieferumfang: Einschwemm-Stimulationskatheter
 Spritze 0,75 cm³

Empfohlenes Einführbesteck: 6F

Product Description

Temporary bipolar floating balloon catheter for temporary transvenous stimulation by means of an external pacemaker.

Type: **Floating balloon catheter**
 Diameter F (mm): 5 (1.67)
 Usable lead length: 110 cm
 Balloon-Diameter: 8 mm
 Flexibility: *soft*
 Electrode distance: 15 mm

Delivery volume: Floating balloon catheter
 Syringe 0,75 cm³

Introducer Set recommended: 6F

Artikelbezeichnung Product name

Temporärer Einschwemm-Stimulationskatheter
 Temporary floating balloon catheter

Artikel-Nr. Article-no.

29207

Stück Unit

1

Die Lieferung erfolgt gas-sterilisiert.
 Für Einmalgebrauch bestimmt!
 Goods supplied gas-sterilized.
 For single use only!

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.
 Changes in the interest of technical progress are reserved.